

体重計

手軽だから体重測定、記録が続けられる。

オムロン 体重計 HN-300T2

HN-300T2-JW(ホワイト) / HN-300T2-JBK(ブラック)

オープン価格

本体質量：約1.5kg(電池含む) 外形寸法：幅約290×奥行き約290×厚さ約26.9mm

測定範囲：5～135kg 電源：単4マンガン電池4本(付属)

JANコード：(JW)4975479418976 (JBK)4975479418969



測定日時/体重/BMI(アプリ上で計算)



Bluetooth®通信



オムロンコネクト

- 狭いスペースにも置ける薄型デザイン (厚さ約 25mm)
- 本体天面にボタンや電極がなく、乗るだけで測定可能
- BLE 通信機能搭載でアプリで体重管理が可能
- 体重測定のみだから、裸足でなくても測定できる
- 約 2 秒の高速測定
- メモリ 30 回